

NeoColumn

For Aflatoxin DR (direct read)



產品資訊

檢測下限值： 1 ppb
 檢測時間： 10 min
 Recovery： > 90% for B₁
 > 80% for B₂, G₁, G₂
 包裝規格： 50 Column / 組
 相關認證： AOAC-RI 081002

檢測結果：



NeoColumn

For Aflatoxin (HPLC Clean-up)




產品資訊

檢測下限值： 0.1 ppb
 檢測時間： 25 min
 Recovery： > 90% for each of B₁, B₂, G₁, G₂*
 包裝規格： 50 Column / 組

*Example given is for cereals. Conditions may vary depending on the commodity.

檢測結果：



NeoColumn

For DON (HPLC clean up)




產品資訊

檢測限制： 0.1-4 ppm
 檢測時間： 20 min
 Recovery： > 85%*
 包裝規格： 50 Column / 組

50*Based on comprehensive analysis of various matrices including maize, wheat, durum wheat, malted barley, beer and animal feed.

檢測結果：



NeoColumn

For Ochratoxin A (HPLC Clean-up)




產品資訊

檢測下限值： <0.1 ppb
 檢測時間： 30 min
 Recovery： > 95%*
 包裝規格： 50 column / 組

*Example given is for cereals. Conditions may vary depending on the commodity.

檢測結果：



NeoColumn

For T-2/HT-2 (HPLC Clean-up)



產品資訊


檢測限制： 12.5–1000 ppb T-2 or HT-2 toxins

檢測時間：

樣品製備與 NeoColumn清理： 20 min
 洗脫液蒸發： 30 min
 Derivatisation of T2/HT2： 30 min
 HPLC測定分析： 20 min
 Recovery： ≥ 95%*
 包裝規格： 50 column / 組

*Based on comprehensive analysis of various matrices including baby food, oats, corn, wheat and animal feed.

檢測結果：



NeoColumn

For Zearalenone (HPLC Clean-up)



產品資訊

檢測限制： 5 ppb
 檢測時間： 20 min
 Recovery： > 90%*
 包裝規格： 50 column / 組

*Based on comprehensive analysis of various matrices including maize, wheat, animal feed and breakfast cereals.

檢測結果：

