



## 低殘留定量免疫分析套組



### BioKits系列產品：

BioKits系列產品大幅增加了快篩套組的單次樣品檢測數量，單一套組即可進行近100件樣品之過敏原定量測試。本套組之偵測極限達百萬分之一 (ppm)，相當適用於檢測食品與環境檢體內之食品過敏原含量。

### 適用品項及產品編號 ▶

- For Egg 雞蛋 / 902072T
- For BLG 乳球蛋白 / 902061Y
- For Sesame 芝麻 / 902070X
- For Gluten 麩質 / 802002Y
- For Peanut 花生 / 503115C
- For Walnut 胡桃 / 902085J

### For Egg 雞蛋

902072T



#### 產品資訊

檢測下限值：0.1 ppm egg white protein  
 定量範圍：0.5-10 ppm  
 檢測時間：75 min  
 包裝規格：48 tests / kit

#### 檢測結果



### For Gluten 麩質

802002Y



#### 產品資訊

檢測下限值：1 ppm gluten  
 定量範圍：3-50 ppm  
 檢測時間：120 min  
 包裝規格：96 tests / kit

#### 檢測結果



### For BLG 乳球蛋白

902061Y



#### 產品資訊

檢測下限值：2 ppm BLG  
 定量範圍：2.5-40 ppm  
 檢測時間：120 min  
 包裝規格：48 tests / kit

#### 檢測結果



### For Peanut 花生

902048Q



#### 產品資訊

檢測下限值：0.1 ppm peanut  
 定量範圍：1-20 ppm  
 檢測時間：75 min  
 包裝規格：96 tests / kit

#### 檢測結果





## 低殘留定量免疫分析套組

### For Sesame 芝麻

902070X



#### 產品資訊

檢測下限值：1 ppm sesame  
定量範圍：6.25–100 ppm  
檢測時間：180 min  
包裝規格：48 tests / kit

#### 檢測結果



### For Walnut 胡桃

902085J



#### 產品資訊

檢測下限值：0.25 ppm walnut  
定量範圍：2.4–120 ppm  
檢測時間：75 min  
包裝規格：48 tests / kit

#### 檢測結果



## Microplate Reader

## 96孔盤定量試驗判讀機



### Neogen Microplate Reader (6704)

- 全自動分光光譜儀。
- 雙色光學分析。
- 內建4組標準濾光片：405, 450, 492, 650 nm。
- 檢測完即直接列印數據紙本檔。
- 操作簡單易懂，並可直接進行數據處理及分析：迴歸分析、曲線擬合、cut-off吸光值計算等等。
- 採用大容量、非揮發性記憶體，可儲存至少50筆用戶試驗。
- 可執行並列及串列輸出。
- 通過國家認可實驗室(NRTL)與CE認證。