

## Reveal 3-D 定性快檢套組

Neogen食品過敏原Reveal 3-D快檢套組  
檢測種類多達20種，滿足各類食品、飲料、生產加工產業的  
需求，為業界最佳的解決方案。其原因如下：

- 1.快速5分鐘即可判讀
- 2.內建control，免用儀器
- 3.敏感性佳，低殘留亦可，檢測無所遁形



For Gluten 麩質

### 產品資訊

- 敏感度: Screens samples at 5-10 ppm gluten  
Screens swabs at 80 µg/100 cm<sup>2</sup> gluten
- 檢測時間: 5分鐘
- 保存溫度: 冷藏 2-8°C
- 包裝規格: 10 tests / 組



Sesame 8535



Gliadin 8519



Peanut 901041L



902093K

Soy



Casein 8479



Hazelnut 902087E



Treenuts 8555



Mustard 8405



Gluten 901031P



Egg 902082Q



Crustacea 902081S



Almond 902086G