


**Reveal 2.0**

**For E. coli O157:H7**



**產品資訊**

敏感度： 1 cfu/analytical unit  $10^4$  cfu/mL post enrichment  
 檢測時間： 15 mins  
 包裝規格： 20 tests / 組  
 套組包含： 20 Reveal 2.0 for E. coli O157:H7 test devices 20 disposable transfer pipettes 20 sample cups 1 promoter reagent  
 相關認證： AOAC-RI #011103



**Reveal 2.0**

**For Listeria**



**產品資訊**

敏感度： 1 cfu/analytical unit  $10^6$  cfu/mL post enrichment  
 檢測時間： 20 mins  
 包裝規格： 20 tests / 組  
 套組包含： 20 Reveal 2.0 for Listeria test devices 20 disposable transfer pipettes 20 sample cups  
 相關認證： AOAC-RI 041101



**Reveal 2.0**

**For Salmonella**



**產品資訊**

敏感度： 1 cfu/analytical unit  $10^6$  cfu/mL post enrichment  
 檢測時間： 15 mins  
 包裝規格： 20 tests / 組  
 套組包含： 20 Reveal 2.0 for Salmonella test devices 20 disposable transfer pipettes 20 sample cups  
 相關認證： AOAC-RI #960801




**Reveal**

**For E. coli O157:H7**



**產品資訊**

敏感度： 1 CFU/25 grams; 1 CFU/375 g  
 檢測時間： 15 mins (after 8/20-hour enrichment)  
 包裝規格： 20 tests / 組  
 保存溫度： 2-30°C  
 相關認證： AOAC Official Method (including 375 g for raw beef product) No. 2000.13 (8-hour enrichment) No. 2000.14 (20-hour enrichment)  
 檢測結果：



**Acumedia**

**For Salmonella Enteritidis**



**產品資訊**

敏感度： 1-10 CFU/25 g  
 檢測時間： 15 mins (after 48 hour enrichment)  
 保存溫度： 2-30°C  
 包裝規格： 20 tests / 組

